

## آزمایش NBT

۱- نام تست:

### آزمایش احیای رنگ نیتروبلو تترا زولیوم (NBT-Reduction Test) به روش تحریکی (موسوم به آزمایش NBT)

#### ۲- کاربرد: بررسی عملکرد فاگوسیت ها از نظر انفجار تنفسی (Resp. Burst)

کاربرد این تست در بررسی توانایی یا کفایت مرحله نهایی عمل فاگوسیتوز است.

مقدمه: گلبولهای سفید خون تشکیل شده از نوتروفیلها (حدوداً ۶۰ درصد) لنفوسیتها (حدوداً ۳۵ درصد) و مونوسیتها (تقریباً ۴ درصد) و بازوفیلها ائوزینوفیلها حدود ۱٪ (قریب یک درصد) که بازوفیلها را با رنگ آمیزی های هماتولوژی معمولی مثل گیمسا نمی بینیم مگر اینکه با رایت رنگ آمیزی کنند. از بین این سلولها، نوتروفیلها در برخورد با پاتوژن های معمولی مهم تر می باشند زیرا که اولاً آنها در واکنشهای فاز حاد التهابی زودتر از بقیه سلولها وارد عمل می شوند و ثانیاً تعدادشان در نمونه خون بیشتر از سایر لکوسیت ها است و ثالثاً در هنگام نیاز، سریعتر از بقیه در مغز استخوان تولید می شوند و تعدادشان به فوریت بالا می رود.

مرحله اصلی فاگوسیتوز از این قرار است:

- ۱- **شیمیو تاکسی یا motion** – بو کشیدن و حرکت به سمت پاتوژن و حتی عبور از دیواره رگ که به دیapedesis) معروف است. ماکروفاژها پس از تماس با میکروب فعال شده و TNF ترشح میکنند که بر روی سلول های اراف از جمله دیواره رگ اثر میگذارد و باعث بیان آنتی ژن های روی سطح سلول های دیواره رگ میشود که به آن هامولکول های چسبان می گویند. سلول ها (مثل نوتروفیل و مونوسیت) برای این آنتی ژن های بیان شده گیرنده دارند در نتیجه به این گیرنده ها متصل شده و طی دیapedesis وارد بافت میشوند.
  - ۲- **اتصال یا adhesion** – از طریق واکنش بین ریسپتور های سطح سلول با لیگاندها (مثلاً TLR با مولکولهای سطح باکتری)
  - ۳- **بلعیدن (Ingestion یا engulfment)** – فروبردن ذرات میکروبی به درون سلول و ایجاد واکوئول هایی به نام فاگوزوم که با اندامک های لیزوزومی ترکیب شده و فاگولیزوزوم را می سازند.
  - ۴- **هضم کردن (Digestion یا killing)** – اصلی ترین مرحله فاگوسیتوز محسوب می شود به نحوی که گاهی کتاب های ایمونولوژی کلمه " فاگوسیتوز " را استفاده می کنند و منظورشان همین مرحله ای باشد. مرحله هضم با تاثیر کردن دو سیستم آنزیمی در درون فاگولیزوزوم شکل می گیرد. یکی از این دو سیستم متشکل از آنزیم های هیدرولیتیک – پروتئولیتیک (مثل لیزوزیم) می باشد و دیگری سیستم آنزیمی رادیکال ساز است (شامل: NADPH اکسیداز، میلوپراکسیداز دیسموتاز، سوپراکسیداز) که مورد بحث امروز ماست. تذکر: در بسیاری کتابها این دو سیستم را به این صورت معرفی می کنند: ۱- سیستم هضم آنزیمی؛ ۲- سیستم واسطه های اکسیژن و نیتروژن و یا تقسیم بندی بصورت: ۱- مکانیسم های کشتار وابسته به اکسیژن؛ ۲- مکانیسم های کشتار مستقل از اکسیژن.
- بطور خلاصه این تست NBT برای تشخیص بیماری (Chronic Granulomatous Disease) CGD که یک نقص ارثی ایمنی ذاتی است کاربرد دارد که در ادامه توضیحات بیشتری درباره این بیماری داده خواهد شد.

۳- اساس تست:

#### تبدیل NBT (محلول و زرد) به فورمازان (نامحلول و آبی) در جریان انفجار تنفسی فاگوسیت های سالم

اساس تست هنوز بخوبی مشخص نیست ولی از آنجائیکه یکسری واکنشهای قوی اکسیداسیون و احیا در داخل نوتروفیلها به دنبال بلع مواد بیگانه رخ می دهد، بنظر می رسد در جریان انفجار تنفسی و اکسیداسیون برخی مواد، NBT نیز که به رنگ زرد کم رنگ است در درون فاگولیزوزوم احیا شده و به ماده آبی پررنگ و نامحلول فورمازان مبدل می شود که در داخل فاگوسیتها (عمدتاً نوتروفیلها) به صورت لکه های رنگی (رسوب سرمه ای) نمایان می شود. فاگوسیت های معیوب قادر به ایجاد رسوب رنگی نیستند.

#### ۴- ملزومات و روش کار:

لوله آزمایش یا میکروتیوب پلاستیکی، سمپلر، متانل مطلق، لام، وسایل رنگ آمیزی خون، سایر موارد نام برده شده در ذیل:  
الف- تهیه روش ساخت معرف های لازم: (PMA, NBT)

|      |              |                                          |                                                                     |
|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NBT= | Stock:       | 0.3% NBT in 0.34%<br>(محلول مائی سوکروز) | تقسیم بصورت حجم های مقسوم یک<br>سی سی<br>در منهای ۲۰ درجه سانتیگراد |
| NBT= | Working<br>: | 1:2 in PBS                               | قبل از مصرف آماده شود.                                              |

|                         |              |                                               |                                                                       |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PMA=<br>(خطر سرطانزائی) | Stock:       | 1mg/ml DMSO                                   | تقسیم بصورت حجم های مقسوم ۵۰<br>لانداپی<br>در منهای ۲۰ درجه سانتیگراد |
| PMA=<br>(خطر سرطانزائی) | Working<br>: | 1:100 in PBS<br>(phosphate Buffered Solution) | قبل از مصرف آماده شود.                                                |

#### ب- طریقه انجام:

۱. برداشت ۱۰۰ میکرو لیتر نمونه خون بیمار (همراه با ضد انعقاد EDTA شبیه خونگیری معمولی برای CBC) درون لوله می ریزیم.
۲. افزودن ۱۰۰ میکرو لیتر محلول N.B.T
۳. افزودن ۱۰۰ میکرو لیتر محلول P.M.A (Phorbol Myristate Acetate) بعنوان محرک که نوتروفیل ها را وادار به فعالیت بیشتر می کند و البته به سرعت انجام آزمایش نیز کمک می کند و جواب های دقیق تری به دست می دهد. در برخی روش ها مقدار معینی لاتکس یا LPS بعنوان محرک به محلول رنگی NBT می افزایند.
۴. انکوباسیون لوله در ۳۷ درجه سانتیگراد (ترجیحاً) یا دمای اتاق به مدت ۲۰ دقیقه.
۵. تهیه اسمیر از نمونه، فیکساسیون و رنگ آمیزی با رنگ گیمسا یا رایت (یا هریک از رنگ های رومانوفسکی)
۶. بررسی لام زیر میکروسکوپ (یا لام نئوبار)

(نکته: می توان در روش کار مواد مصرفی را نصف کرد. و زمان از ۲۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه تغییر داد.)

نکته ۱) برای افزایش لکوسیت های نمونه، سانتریفیوژ ملایم با دور کم انجام میدهم. در سرعت کم بافی کوت تشکیل نمیشود و باید از قسمت فوقانی هماتوکریت لام تهیه می کنیم.

نکته ۲) رنگ گیمسا با آب همراه است در نتیجه RBC و WBC را دژنره می کند پس به فیکس نیاز دارد. فیکس کردن به دو روش انجام میشود: ۱) اتانول، ۲) حرارت. در این تست ما به سلول زنده نیاز داریم و به دلیل اینکه حرارت سلول را می کشد در نتیجه از اتانول برای فیکس استفاده می کنیم.

نکته ۳) برای اینکه رسوب رنگ در لام تشکیل نشود باید از رنگ تازه استفاده شود و یا رنگ رسوب دار را از کاغذ صافی بگذرانیم.

## ۵- نحوه گزارش نتایج:

در این مرحله سلول‌های ماکروفاژ و نوتروفیل (فاگوسیت‌ها) را می‌شماریم و درصد می‌گیریم. در بخش عملی فعالیت امروزتان حداقل تعداد ۲۰۰ عدد نوتروفیل را در زیر میکروسکوپ از نظر رسوبات آبی تیره فورمازان بررسی نموده و نتیجه را به درصد در گزارش کار امروز خود (همراه با شماره لام مجهول) اعلام نمایید.

$$\text{شاخص فعالیت انفجاری (Activity Index)} = \frac{\text{تعداد فاگوسیت های حاوی رسوب رنگی}}{\text{کل نوتروفیل ها و مونوسیت های شمارش شده}} \times 100$$

## ۶- تفسیر نتایج:

باید توجه داشت که شدت بیماری بستگی به نوع موتاسیون و شدت نقص ژنتیکی دارد. اگر اندیس محاسبه بیش از ۹۵٪ شمارش داشتیم این فرد سالم است. اگر اندیس محاسبه از ۸۵٪ تا ۹۵٪ باشد، فرد مشکوک است. بهتر است تکرار شود یا آزمایش روی نمونه مادر هم (بعنوان کریر احتمالی) انجام گیرد. اگر اندیس محاسبه بین ۱۰٪ تا ۸۵٪ باشد معمولاً فرد ناقل است. مادران کودکان مبتلا نیز چنین وضعی دارند مشروط به آنکه بیماری از نوع ژنتیکی و آن هم وابسته به X باشد. اگر اندیس محاسبه کمتر از ۱۰٪ باشد فرد بیمار است.

## ۷- اهمیت بالینی:

اهمیت تولید واسطه های فعال اکسیژن در نوتروفیل‌ها، در بیماری گرانولوماتوز مزمن (Chronic Granulomatous Disease) مشخص می‌شود. در این بیماری که اولین بار در سال ۱۹۷۵ معرفی شد در هنگام ایجاد عفونت، نوتروفیل‌ها از رگ خارج می‌شوند و میکروب‌ها را می‌بلعند اما نمی‌توانند بطور کامل آنها را از بین ببرند. لذا بعد از مدتی سلول می‌میرد اما میکروب درون آن زنده است و همین موجب شیمیوتاکسی بیشتر و بیشتر لکوسیت‌ها به منطقه است به طوریکه با گذشت زمان، حضور منوسیت‌ها و لنفوسیت‌های B و T هم به منطقه پدیدار می‌شود و آبسه‌های چرکی و کانون‌های عفونی به سختی بهبود می‌یابند و چنانچه محل ضایعه را (اعم از بیوپسی پوست یا طحال یا بیوپسی عقده‌های لنفاوی متورم موسوم به لنفادنوپاتی را) زیر میکروسکوپ ببینیم مثل مناطق دایره آبی پررنگ (رنگ همتاکسیلین به شدت توسط هسته لکوسیت‌ها جذب می‌شود) مشاهده می‌شود که همان کانون‌های متعدد گرانولومی هستند. شخص بیمار تنها متکی به دفن‌سین‌ها و آنزیم‌های پروتئولیتیک درون لیزوزم‌هاست و به علت عدم توانایی نوتروفیل‌ها در تولید واسطه‌های فعال اکسیژن، مبتلا به انواع عفونت‌های باکتریایی و قارچی راجعه می‌شود. بیماری CGD در حدود دو سوم موارد (۷۰ درصد) الگوی توارثی وابسته به X مغلوب و در یک سوم باقیمانده (حدود ۳۰٪) الگوی اتوزومال مغلوب دارد. بیماری معمولاً در اوایل کودکی و به دلیل وجود عفونت‌های باکتریایی درون سلولی و قارچی راجعه تشخیص داده می‌شود. از آنجا که در این بیماری فاگوسیت‌ها قادر به کنترل عفونت نمی‌باشند، لذا تحریک مزمن پاسخ‌های ایمنی سلولی و در نتیجه، فعال شدن مداوم ماکروفاژها، منجر به ایجاد گرانولوما می‌شود. ژن معیوب را می‌توان با روش‌های مولکولی (PCR) تشخیص داد که عمدتاً مربوط به ژن‌های PHOX می‌باشد. در ۵۰٪ موارد، ژن این آنزیم بر روی کروموزوم ۱۶ و ۷ و ۱ یافت می‌شوند. PHOX نام مخفف آنزیم فاگوسیت اکسیداز یا NADPH اکسیداز است که به صورت کمپلکس آنزیمی است و مهمترین عملکرد آن احیای اکسیژن مولکولی و تبدیل آن به واسطه فعال اکسیژن نظیر رادیکال‌های سوپراکسید است. این مجموعه آنزیم در غشای اندامک‌های فاگولیزوزومی واقع است.

بیماری CGD به علت جهش در یکی از چهار جزء سیستم NADPH اکسیداز (gp91<sup>phox</sup>, p67<sup>phox</sup>, p47<sup>phox</sup>, p22<sup>phox</sup>) ایجاد می‌شود.


| کروموزوم          | ۱۶  | ۷   | (۱) یک | X   |
|-------------------|-----|-----|--------|-----|
| نام پروتئین معیوب | P22 | P47 | P67    | P91 |
| درصد (%)          | ۵٪  | ۳۰٪ | ۵٪     | ۶۰٪ |

البته اکثر بیماران مبتلا به CGD به علت وجود این نقص در فاگوسیت‌ها با آنتی بیوتیک زنده می‌مانند؛ ولی نه دائماً زیرا مصرف مداوم آنتی‌بیوتیک باعث ایجاد مقاومت می‌شود در نتیجه یک تا دو هفته مصرف را قطع می‌کنند و سپس دوباره شروع می‌کنند. اگر در حین قطع دارو عفونتی پیدا شد یا تست ESR انجام دادند و التهاب وجود داشت و یا علائمی داشتند دارو را زودتر شروع می‌کنند که ممکن است کوتریموکسازول یا داروی آنتی‌بیوتیک قوی‌تری باشد (کوتریموکسازول آنتی بیوتیک زمینه است یعنی برای پروفیلاکسی استفاده می‌شود).

اما این بیماران مبتلا به CGD صورت‌های پر جوش و پوست دارای جوشگاه‌های متعدد دارند. این بیماران به ویژه در مقابل باکتری‌های کاتالاز مثبت ناتوانند زیرا:

۱. این نوع باکتری‌ها توسط آنزیم کاتالاز خود، مقادیر اندک آب اکسیژنه موجود را هم تجزیه می‌کنند و در برابر سلول‌های فاگوسیت مقاومت می‌کنند. در حالیکه عفونت با میکروب‌های کاتالاز منفی در بیماران CGD بهتر کنترل می‌شود.

۲. باکتری‌ها در شرایط *in vivo* در جریان متابولیسم خودشان در هنگام تکثیر در بافت و محیط بسته  $H_2O_2$  تولید کرده و می‌میرند ولی کاتالاز مثبت‌ها به دلیل داشتن این آنزیم متابولیت‌های سمی خود را از بین می‌برند و در نتیجه پایداری بیشتری دارند.



میکروب‌هایی که عموماً از نمونه افراد CGD جدا می‌شود عبارتند از:

(الف) باکتری‌های گرم مثبت (استافیلوکوک‌ها: *S.aureus*, *S.epidermidis*)

(ب) باکتری‌های گرم منفی (مثل *Burkholderia Sepatia*, *seratia marscesence*)

(ج) قارچ {آسپرژیلوس فومیکاتوس و کاندیدا (توانایی تجزیه  $H_2O_2$  را دارد).}


علاوه بر پوست و طحال و کبد، ریه این بیماران نیز به سرعت عفونی می‌شود. معمولاً در ریه این بیماران یک توپ قارچی درست می‌شود و با سی‌تی‌اسکن قابل تشخیص است (فونگوس بال). ریه بیماران CGD پر از کانون‌های عفونی خصوصاً بعضی قارچ‌هاست.

نکته ۱) در بیماران CGD آبسه در وهله اول در ریه و سپس در دستگاه گوارش و پوست به وجود می‌آید. حتی ممکن است گرانولوما سبب انسداد روده شود؛ اما ضایعات پوستی زودتر در معرض چشم والدین و پزشک قرار می‌گیرد و جلب توجه می‌کند.


نکته ۲) بیماران CGD معمولاً G6PD شان هم مختل است.

در تولید مواد ضد میکروبی مسیر وابسته به اکسیژن معمولاً یون‌های هالیدی که در راس آن‌ها کلر است مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولی مثل  $HClO$  که حکم وایتکس را دارد تولید می‌شود.

رادیکال‌های آزاد می‌توانند پروتئین را دناتوره کرده و آنزیم‌های باکتری را مختل کنند.



## NBT Test



NBT reduction test

## موقعیت تست در بین سایر تست‌های مشابه و مرتبط (جایگاه بین اقران):

در سیستم ایمنی تطبیقی نقص‌های ایمنی عمدتاً شامل:

۱- نقص سلولهای B: کاهش ایمونوگلوبولین IgM-IgA-IgG

۲- نقص سلولهای T: مثلاً در ایدز یا در نشانگان دی-جرج

در سیستم ایمنی ذاتی نقص‌های ایمنی عمدتاً شامل:

۳- اختلال در پلی‌مرفونوکلئرها و ماکروفاژها: نقص کمی (کاهش تعداد یا حتی افزایش) و نقص کیفی (عملکرد و مرفولوژی)

۴- نقص کمپلمان

### این آزمایش امروز ما در مورد نقص عملکرد فاگوسیت‌ها (نوتروفیل‌ها) بحث می‌کند.

احتمال دارد سلول‌های فاگوسیت‌کننده بدن در هر یک از مراحل چهار گانه فاگوسیتوز دچار نقص شوند و قادر نباشند در مواجهه با پاتوژنها بخوبی ادای وظیفه کنند. برای کشف این حالت‌ها، تست‌های مختلفی در آزمایشگاه قابل انجام است که بطور خلاصه آنها را مرور می‌کنیم.

#### ۱- تست برای ارزیابی مرحله حرکت هدفمند:

به بیان خیلی ساده یک کاغذ صافی قطور را انتخاب و به یک طرف آن کمی لیپوپلی ساکارید (LPS) مالیده و در سمت دیگر آن نوتروفیل‌های بیمار را قرار داده اگر این لوکوسیت‌ها قدرت حرکت داشته باشند در داخل کاغذ نفوذ کرده و بعد از گذشت حدود دو ساعت آنها را در زیر میکروسکوپ نگاه می‌کنیم و میزان پیشرفت (بر حسب میکرومتر به کمک پیچهای فوکوس میکروسکوپ) گزارش می‌شود. وضعیت نامطلوب در حالتی به نام Lazy Leukocyte Syndrome دیده می‌شود. میزان Migration و مهاجرت سلولی را می‌توان در لوله‌های موئنه نیز اندازه گیری کرد.

**Rebuck's skin window:** نوعی تست کموتاکسی *In vivo* است. جهت ارزیابی فراخوانی گلبول‌های سفید بخصوص لکوسیت‌های چند هسته‌ای (PMN) به محل التهاب در بدن استفاده می‌شود. جهت انجام این تست یک خراش سطحی روی پوست ایجاد کرده و لاملی را رویش قرار می‌دهیم. سلول‌های التهابی پس از رسیدن به محل به این لامل می‌چسبند که می‌توان آنها را رنگ‌آمیزی و شمارش کرد.

#### ۲- تست برای ارزیابی مرحله اتصال: (در اینجا فقط بررسی توانائی اتصال به دیواره رگ‌ها و آمادگی برای مهاجرت)

ارتباط هر گلبول سفید با محیط خارج خود صرفاً از طریق رسپتورها صورت می‌گیرد. لکوسیت‌ها به وسیله پذیرنده‌ها و مولکول‌های چسبان بر سطح خود دارند حضور کموکاین‌ها را احساس می‌کنند با همین ابزار گیرنده یا لیگاند خود که بر روی سلول‌های رگی و برخی سلول‌های دیگر وجود دارد می‌چسبند و حتی به کمک همین نوع رسپتورهاست (مثل TLR یا گیرنده‌های اوپسونینی FCR و CR) که به باکتری‌ها متصل می‌شوند. به کمک فلوسیتومتری می‌توان مارکرهای چسبان سطح لوکوسیت‌ها را ارزیابی کرد. در یک بیماری بنام LAD یا نقص مولکول‌های چسبان لکوسیتی (Leukocyte Adhesion Deficiency)، به دنبال عفونت تعداد نوتروفیل‌های خون محیطی بیمار خیلی افزایش می‌یابد (که در آزمایش CBC مشخص می‌شود مثلاً  $WBC=20000$  و  $PMN=90\%$ ) ولی این لکوسیت‌ها به دلیل نقص در اتصال نمی‌توانند به دیواره رگ‌ها بچسبند یا از عروق خارج شده و به موضع عفونت برسند (لذا این بیماران جوش‌های بدنشان فاقد چرک است و هیچوقت آبسه تشکیل نمی‌دهند و حتی در دوران نوزادی، بند نافشان دیر می‌افتد و...).

برای تشخیص قطعی LAD بررسی‌های ژنی لازم است که با تست‌هایی مثل PCR در آزمایشگاه‌های ایمونولوژی قابل انجام است.

### ۳- تست برای ارزیابی مرحله بلع (engulfment):

بطور مختصر، در این آزمایش، قدرت بلع مخمرها (مثل کاندیدا) یا باکتریهای درشت و قابل مشاهده زیر میکروسکوپ (مثل استاف) توسط لوکوسیت‌های بیمار بررسی می‌شود که طی آن اندکی شیرابه میکربی را با خون تازه بیمار مخلوط کرده و به مدت دو ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار می‌دهیم و سپس اسمیر تهیه کرده و زیر میکروسکوپ، اندیس فاگوسیتوز (مقدار P.I.) را می‌سنجیم یعنی معلوم می‌کنیم که چند درصد از میکروارگانیسم‌ها آزادند و چند درصد از آنها داخل سلول هستند یا دست کم به غشاء فاگوسیت چسبیده اند.

### ۴- تست برای مرحله کشتن میکروبها (Digestion):

باید دانست که عملیات کشتن ارگانیسم‌ها و سلول‌های غریبه به دو صورت است:

- ۱- کشتن خارج سلولی (مثل نحوه رفتار CTL و NK) که طی آن فقط تماس سلولی صورت می‌گیرد.
- ۲- کشتن داخل سلولی که مستلزم فروبردن و خوردن سلول یا عامل مهاجم است و فاگوسیتوز نام دارد. در این مورد ارزیابی قدرت کشتار مرحله چهارم فاگوسیتوز را به دو صورت می‌سنجیم:

الف) تست کمی (Quantitative)

ب) تست نیمه کمی، کیفی (Qualitative)

#### ۴- الف) تست‌های کمی:

- ۱- با فلوسیتومتری و با استفاده از رنگ DHR (Di Hydro Rhodamine) انجام می‌شود که یک رنگ فلوئورسنت و قابل برداشت توسط سلولها ست که اگر سلول های خون بیمار را به دستگاه بدهیم شدت رنگ را با گروه کنترل مقایسه می‌کند.
- ۲- تست رنگ نیترو بلوتترازولیوم به روش اسپکتروفوتومتری که طی آن بعد از انکوباسیون سلولهای بیمار با رنگ NBT، نمونه خون را شستشو داده و گلبول‌های سفید را ته نشین می‌کنیم و سپس رنگ آبی جامد فورمازان که در داخل نوتروفیلها رسوب کرده است را در محلولی حل می‌کنیم. بعد داخل دستگاه اسپکتروفوتومتر قرار می‌دهیم و با کنترل نرمال مقایسه می‌کنیم.

#### ۴- ب) تست‌های کیفی:

مقدار مشخصی از باکتری را روی خون بیمار می‌ریزیم و به مدت ۴ تا ۶ ساعت انکوبه می‌کنیم و بعد از آن به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت در محیط آگار مناسب کشت داده و سپس شمارش تعداد کلنی را انجام می‌دهیم و نتیجه را با کنترل نرمال قیاس می‌کنیم؛ که اگر تعداد کلنی کم باشد خوبست یعنی نوتروفیلها باکتری‌ها را از بین برده‌اند. و همان بحث امروز و آزمایش مورد نظر ما یعنی NBT اسلایدی است. تذکر: این تست‌ها بیشتر روی اطفال انجام می‌شود زیرا آنها زودتر بیماری‌های ژنتیکی نقص ایمنی را از خود نشان می‌دهند.

### ۵- برای بررسی بیماری‌هایی مثل LAD و CGD می‌توان از تکنیک‌های PCR

برای تشخیص ژن‌های بیماری بهره برد.