

جدا سازی سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC: peripheral Blood Mononuclear Cell)

مقدمه:

گاهی برای انجام برخی تست های تشخیصی و تحقیقاتی به جداسازی سلول از خون یا بافت ها نیاز داریم. از جمله این تست ها می توان به **HLA – Typing**, **WBC Cross – match (Screening for Alloantibodies)**, **Cloning**, **Culture**, **RIA**, **CH50**, **Rosette (B & T)**, **LTT (Lymphocyte Transformation Test)** و **PCR** را نام برد. در جزوه حاضر به طور مختصر به انواع روش های جداسازی سلول ها اشاره شده است.

روش های جداسازی سلول ها

روش های جداسازی سلول ها به دو گروه روش های اختصاصی و غیراختصاصی تقسیم بندی می شوند.
روش های غیراختصاصی: در این روش ها جداسازی سلول ها بر اساس وزن، چگالی و اندازه سلول ها صورت می گیرد. جداسازی با فایکول و پرکول و حتی فیلتراسیون از جمله روش های غیراختصاصی می باشند.
روش های اختصاصی: در این روش ها جداسازی به کمک آنتی بادی های اختصاصی صورت می گیرد.
روش های اختصاصی خود به دو دسته **Positive Selection** و **Negative Selection** تقسیم می شوند.
در **Positive Selection** آنتی بادی به کار رفته بر علیه سلول هدف است و برای جدا کردن همان سلول طراحی شده است. اما در **Negative Selection** آنتی بادی به کار رفته بر علیه سلول های دیگر است و نه سلول هدف.

انواع روش های غیراختصاصی

Percoll (پرکول)


جهت جداسازی سلول ها، ارگان های سلولی، ویروس و ... بر اساس دانسیته و به کمک سانتریفیوژ استفاده می شود.

Ficoll (فایکول)

یک محلول استریل و مناسب جهت خالص سازی سلول های تک هسته ای (مونوسیت و لنفوسیت) است که مانند پرکول جداسازی بر اساس دانسیته و به کمک سانتریفیوژ صورت می گیرد.

فایکول

فایکول یک پلی ساکراید هیدروفیل با شاخه های فراوان است که با دانسیته های مختلف (۱/۰۷۷، ۱/۰۸۴ g/ml) جهت جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC)، سلول های مغزاستخوان و خون بندناف موجود است.
برای جداسازی PBMC به طور معمول از فایکول با دانسیته ۱/۰۷۷ استفاده می شود. چگالی فایکول بیشتر از چگالی لنفوسیت ها و کمتر از چگالی اریتروسیت ها و گرانولوسیت ها است. پس از سانتریفیوژ کردن اریتروسیت ها و نوتروفیل ها از میان فایکول عبور کرده و زیر آن در کف لوله قرار می گیرند؛ در حالیکه سلول های PBMC در سطح مشترک پلاسمای غنی از پلاکت و فایکول قرار می گیرند. در حدود ۸۰٪ از سلول های PBMC را لنفوسیت ها و ۲۰٪ را مونوسیت ها تشکیل می دهند.




انواع روشهای اختصاصی

Rosetting

در این متدها با استفاده از RBC، بیدهای مغناطیسی و ذرات لاتکس می توان سلولها را جدا کرد که از معروف ترین آنها RBC Rosetting که مثالی از آن استفاده از گلبول قرمز گوسفند یا SRBC برای جدا کردن لنفوسیت های T می باشد. متداولترین متد Rosetting استفاده از بیدهای مغناطیسی در تکنیک MACS است.


MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

جهت خالص سازی جمعیت های مختلف سلولی بر اساس مارکرها و یا آنتی ژن های سطحی آنها به کمک بیدهای مغناطیسی و مگنت انجام می شود.



FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting)

این تکنیک جداسازی بسیار اختصاصی است و تا ۹۹٪ خلوص سلولی می‌دهد. در این تکنیک آنتی‌بادی اختصاصی مارکرهای سلولی با مواد فلئوروکروم لیبل می‌شوند و پس از اتصال این آنتی‌بادی‌ها به سلول‌های مربوطه، این کمپلکس سلول-آنتی‌بادی فلئورسنت در یک میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته و جدا می‌شوند.



روشهای ایمنوادهیزن مانند تکنیک Panning

در متد Panning، آنتی‌بادی‌ها به صورت غیرکووالان به یک فاز جامد متصل می‌شوند و پس از اضافه کردن مخلوط سلولی، سلول‌های دارای آنتی‌ژن موردنظر به آنتی‌بادی اتصال می‌یابند و سلول‌های فاقد آنتی‌ژن به دقت شستشو داده می‌شوند. از آنجاییکه سلول‌های متصل به پلیت دچار تغییراتی می‌شوند، کاربرد این روش عمدتاً برای از میان برداشتن گروهی از سلول‌ها است.

کاربردهای این روش شامل: جداسازی سلول‌های Th و Tc با آنتی‌بادی‌های ضد CD4 و CD8 و یا جداسازی لنفوسیت‌های T از B با استفاده از آنتی‌ایمونوگلوبولین می‌باشد.

روشهای ایمنوتوکسیسیتی

مانند Complement Mediated Cytotoxicity که جزو روش‌های Negative Selection جهت القای سیتولیز انتخابی در سلول‌ها می‌باشد. بدین منظور در سلول‌های بیان کننده یک آنتی‌ژن خاص بواسطه آنتی‌بادی اختصاصی آن و کمپلمان ایجاد سیتولیز می‌شود.

Cell affinity Chromatography

در این روش آنتی‌بادی اختصاصی سلول به ستون متصل می‌شود و سپس سوسپانسیون مخلوط سلولی از ستون عبور می‌کند. این روش هم به صورت Negative Selection و هم به صورت Positive Selection انجام می‌شود.

جدا کردن PBMC با فایکول:

مواد و تجهیزات لازم:

- ✓ نمونه خون انسانی
- ✓ فایکول
- ✓ بافر مناسب (PBS، نرمال سالین و...)
- ✓ رنگ تریپان بلو جهت بررسی viability سلول‌ها
- ✓ لوله فالکون
- ✓ پیپت پاستور
- ✓ سانتریفیوژ
- ✓ لام نئوبار
- ✓ میکروسکوپ نوری

روش انجام

۱. خون دفیبرینه (یا نمونه خون تهیه شده با EDTA، هپارین و سیترات) را با نسبت مساوی با PBS (بافر مناسب) رقیق نمایید.

۲. با دقت و آهستگی نمونه خون را روی فایکول اضافه کنید به گونه‌ای که با هم مخلوط نشوند.

۳. با سرعت و زمان مناسب (طبق دستورالعمل شرکت سازنده) سانتریفیوژ نمایید.

۴. با یک پیپت لایه سلول‌های مونونوکلئار (PBMC) را که بین فایکول و پلاسما قرار گرفته جدا نمایید به گونه‌ای که حداقل فایکول با آن مخلوط شود.

۵. سلول‌های مونونوکلئار را با اضافه کردن PBS یا بافر مناسب شستشو دهید و سپس به آهستگی مخلوط کرده تا دوباره سلول‌ها سوسپانسیون شوند و مجدد شستشو نمایید تا آلودگی پلاکتی کاهش یابد.

۶. مقداری از سوسپانسیون تهیه شده را با رنگ تریپان بلو مخلوط نموده و روی لام نئوبار بریزید تا میزان viability سلول‌ها بررسی شود.

۷. تعداد لنفوسیت‌ها را شمرده (شمارش در منطقه شمارش RBC انجام شود.) و تعداد سلول‌های زنده را از فرمول زیر محاسبه نمایید:

تعداد لنفوسیت‌ها = تعداد سلول‌های شمارش شده $\times$ فاکتور رقت $\times$ حجم سوسپانسیون سلولی $\times 10000$

۸. میزان viability را طبق فرمول زیر محاسبه می‌کنند. سلول‌های زنده روی لام بی‌رنگ و سلول‌های مرده رنگ آبی تریپان بلو را به خود می‌گیرند.

$\text{Viability} = \frac{\text{تعداد سلول‌های زنده}}{\text{مجموع سلول‌های زنده و مرده}} \times 100$

مثال:

تعداد لنفوسیت‌های شمارش شده در مربع بالایی: ۱۹۸ لنفوسیت

تعداد لنفوسیت‌های شمارش شده در مربع پایینی: ۳۲۳ لنفوسیت

حجم سوسپانسیون سلولی: ۰.۵ ml

فاکتور رقت: ۲

بنابراین داده‌ها را در فرمول به صورت زیر وارد می‌کنیم:

$$10000 \times 2 \times 0.5 \times \frac{198 + 323}{2} = 2650000$$

